

1) 소스코드, 개발환경

- A. https://github.com/SpicyYeol/Vital_sign_project (권한 필요)
- B. Branch: innopia_demo
- C. Vital_sign_project/demo/MyApplication/app
- D. IDE: Android Studio

2) 디자인 패턴, 라이브러리

- A. MVVM (Model View ViewModel)
 - 1. 비즈니스 로직은 “XXXViewModel”에 작성
 - 2. 화면 작성 시 “XXXFragment” <-> “XXXViewModel”로 나누어서 관리
- B. Observer 패턴
 - 1. Rxjava, LiveData 사용
- C. DataBase
 - 1. Room 라이브러리 사용
 - 2. Repository 패턴 – “XXXRepository”를 통해 DB 접근
 - 3. 테이블 구조 변경 시 migrate 작성 필요
 - 4. 시간 정보는 UTC로 저장
- D. 그래프 라이브러리
 - 1. <https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart>
 - 2. License: Apache License, Version 2.0

3) 카메라 / 이미지

- A. BaseCameraFragment.java
 - 1. 카메라 기기, 비율 자동 선택
 - 2. YUV -> RGB 계산
 - ImageUtils.convertYUV420ToARGB8888(...)
 - 3. 카메라 사용이 필요한 화면에서 상속받아 사용
 - processImage(...) Override 필요
- B. Recognizer.java
 - 1. 얼굴 인식 모듈
 - 2. recognizeFace(...) 메소드 호출
- C. MultiBoxTracker.java
 - 1. Object Tracker
 - 2. onFrame(...) 메소드에 Luminance 이미지 전달
 - 3. 좌표 리턴 x, 직접 draw

4) Splash (앱 시작 화면)

- A. SplashActivity.java
 - 1. 필요한 권한 상승 요청 (카메라, 음성, 저장소)
 - 2. 일정 시간 후 MainActivity 호출

5) Main

- A. MainActivity.java
 - 1. Fragment container가 포함된 Activity
 - 2. Main, Analysis, Result, History fragment inflate
- B. MainFragment.java
 - 1. Splash 이후에 출력되는 main 화면
 - 2. 최근 검사 데이터 출력

3. Analysis, History 화면 연결 (버튼 클릭)
 4. 측정 완료 시 Result 화면 연결
 - C. MainViewModel.java
 1. Repository를 통해 DB 조회
 2. 결과를 MainFragment에 notify
- 6) Analysis
- A. Old Analysis Method
 1. 기존 방식 (Non dnn)
 2. 관련 클래스 이름은 'old'를 붙임
 3. Vital 모듈에 calculateVital(...)를 호출해 계산
 4. 관련 parameter는 BpmAnalysisViewModel에 정의
 - Total Frame size = 30 * 30
 - B. New Analysis Method
 1. 새로 추가한 방식 (APNET)
 2. 관련 클래스 이름은 'new'를 붙임
 3. 32개의 frame을 torch module의 input으로 전달 (현재는 dummy data 사용)
 4. 관련 parameter는 BpmAnalysisViewModel에 정의
 - Frame window size = 32
 - Total Frame size = 32 * 30
 - Face width * Face height = 128 * 128
 - C. BpmAnalysisFragment.java
 1. 카메라 사용을 위해 BaseCameraFragment 상속
 2. New/Old method 전환 시 관련 Layout의 visibility를 Visible <-> Gone 설정
 3. FacelImage 추출
 4. FacelImageModel(Image + Time) ViewModel에 전달 (addFacelImageModel(...))
 5. Line Chart 초기화 (디자인 변경 시 이 부분 수정)
 - D. BpmAnalysisViewModel.java
 1. New/Old method 전환 시 관련 변수 초기화 및 Fragment에 notify
 2. FacelImageModel을 전달 받고 현재 측정 모드에 따라 처리
 3. 진행도를 Fragment에 전달(Observer)
 4. Old mode
 - Frame 1개를 이용해 결과 계산(Vital.calculateVital) 및 Fragment에 전달
 - OldVitalAnalysisRepository를 통해 DB 저장
 5. New mode
 - Frame 32개를 모은 후 결과 계산(Torch module) 및 Fragment에 전달
 - 32개를 다 모으기 전에 얼굴 인식에 실패하는 경우 리셋
 - NewVitalAnalysisRepository를 통해 DB 저장
 6. 측정 완료 후 MainActivity에 결과 notify
 7. Torch module 변경 필요 시
 - app/src/main/assets에 저장
 - TORCH_MODULE_NAME에 정의된 모듈 이름 변경
- 7) Result
- A. ResultFragment.java
 1. 측정 결과를 위한 화면

- 2. ResultViewModel 로부터 결과 수신(LiveData observe)
- B. ResultViewModel.java
 - 1. Old, New 최근 결과 확인 (by Repository.getLatestXXX())
 - 2. 더 최근에 측정된 결과에 따라 Old or New layout 변경(BVP 그래프 유무)

8) History

- A. HistoryFragment.java
 - 1. 기간 별 데이터 통계를 그래프로 출력
 - 2. New/Old method 전환 시 관련 그래프의 visibility를 Visible <-> Gone 설정
 - 3. 날짜 선택 시 ViewModel에 선택 시간 전달
- B. HistoryViewModel.java
 - 1. 선택 시간을 전달받고 Repository를 통해 DB조회
 - 2. Old
 - HistoryDataType으로 선택된 데이터를 구분/조회
 - DB조회 결과(OldVitalAnalysisEntity)를 HistoryDataModel로 변경/전달
 - 3. New
 - DB조회 결과를 List형태로 전달